



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 04 октября 2016 года № РЗН 2016/4852

На медицинское изделие
Насос инфузионный эластомерный «Изипамп» (Easypump) для непрерывного введения лекарственных препаратов

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"Б. Браун Мельзунген АГ", Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212, Melsungen, Germany**

Производитель
**"Б. Браун Мельзунген АГ", Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212, Melsungen, Germany**

Место производства медицинского изделия
**B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900
Penang, Malaysia**

Номер регистрационного досье № РД-10622/13057 от 17.03.2016

Вид медицинского изделия 288180


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4470

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 октября 2016 года № 10594
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0024220

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2016 года № РЗН 2016/4852

Лист 1

На медицинское изделие

Насос инфузионный эластомерный «Изипамп» (Easypump) для непрерывного введения лекарственных препаратов в следующих вариантах исполнения:

1. «Изипамп» (Easypump) для краткосрочного непрерывного введения лекарственных препаратов:

- 1.1. «Изипамп» (Easypump) II ST 100-0,5-S.
- 1.2. «Изипамп» (Easypump) II ST 250-0,5-S.
- 1.3. «Изипамп» (Easypump) II ST 50-1-S.
- 1.4. «Изипамп» (Easypump) II ST 100-1-S.
- 1.5. «Изипамп» (Easypump) II ST 250-1-S.
- 1.6. «Изипамп» (Easypump) II ST 250-1,5-S.
- 1.7. «Изипамп» (Easypump) II ST 400-2-S.
- 1.8. «Изипамп» (Easypump) II ST 500-2-S.
- 1.9. «Изипамп» (Easypump) II ST 100-2-S.
- 1.10. «Изипамп» (Easypump) II ST 400-4-S.

2. «Изипамп» (Easypump) для долгосрочного непрерывного введения лекарственных препаратов:

- 2.1. «Изипамп» (Easypump) II LT 60-12-S.
- 2.2. «Изипамп» (Easypump) II LT 80-16-S.
- 2.3. «Изипамп» (Easypump) II LT 125-25-S.
- 2.4. «Изипамп» (Easypump) II LT 270-27-S.
- 2.5. «Изипамп» (Easypump) II LT 60-30-S.
- 2.6. «Изипамп» (Easypump) II LT 120-30-S.
- 2.7. «Изипамп» (Easypump) II LT 400-40-S.
- 2.8. «Изипамп» (Easypump) II LT 100-50-S.
- 2.9. «Изипамп» (Easypump) II LT 270-54-S.
- 2.10. «Изипамп» (Easypump) II LT 120-60-S.
- 2.11. «Изипамп» (Easypump) II LT 100-67-S.
- 2.12. «Изипамп» (Easypump) II LT 270-68-S.
- 2.13. «Изипамп» (Easypump) II LT 400-80-S.
- 2.14. «Изипамп» (Easypump) II LT 400-100-S.
- 2.15. «Изипамп» (Easypump) II LT 65-130-S.
- 2.16. «Изипамп» (Easypump) II LT 270-135-S.
- 2.17. «Изипамп» (Easypump) II LT 300-150-S.
- 2.18. «Изипамп» (Easypump) II LT 100-200-S.
- 2.19. «Изипамп» (Easypump) II LT 270-270-S.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0024352